

ÉBAVURAGE ET POLISSAGE EN UNE SEULE PHASE

ÉBAVURAGE ET POLISSAGE DE VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE

Les systèmes de finition de disques centrifuges sont appropriés parfaitement au traitement des prothèses en acier inoxydable ou en titane, plastique et céramique. Avec ces machines, il est possible d'ébavurer les composants avec une grande précision, sans que les bords soient sensiblement arrondis. Grâce à une procédure spécialement développée, les vis d'ostéosynthèse peuvent être rectifiées et polies jusqu'à des valeurs de Ra égales à 0,02 µm dans une seule étape de traitement, sans avoir à remplacer les moyens abrasifs.



Vis d'ostéosynthèse

Pour plus d'informations, visitez notre page d'accueil sur **www.hn-obt.ch** et n'hésitez pas à nous appeler pour un essai gratuit et sans engagement ou pour une consultation personnalisée. Nous serons heureux de travailler avec vous.

DES SURFACES PARFAITES PORTENT AU SUCCÈS

Machines appropriées:

- Machines à force centrifuges
- Vibrateurs rotatif conditionnée

Usinages:

- Ébavurage
- Chanfreinage
- Rectification
- Compression
- Brillantage / Lissage / Polissage
- Polissage spéculaire
- Finition de précision

Domaines d'application:

- Industrie médicale
- Industrie pharmaceutique
- Vis d'ostéosynthèse
- Plaques d'ostéosynthèse
- Agrafes chirurgicales
- Pièces tournées et fraisées
- Prothèses
- Fraises de dentiste
- Appareilles dentaires
- Instruments chirurgicaux

- Gewerbestrasse 7a
- CH-8197 Rafz
- www.hn-obt.ch
- Téléphone: +41 (0)52 317 28 87

- **Fabian Neukom (Service commercial)**
- +41 (0)79 679 76 87
- fabian.neukom@hn-obt.ch

- **Cedric Neukom (Service commercial)**
- +41 (0)79 679 76 87
- cedric.neukom@hn-obt.ch